


INTRUÇÕES PARA LUBRIFICAÇÃO DE ARCADAS ADITIV

(isolante)

Opção 1 - Óleo de caneta de baixa ou alta rotação

Opção 2 - Óleo mineral farmacêutico, encontrado em qualquer farmácia de bairro

Uma camada bem aplicada de óleo mineral pode facilitar a remoção de resina acrílica de aparelhos ortodônticos ou provisórios, além de auxiliar na remoção de placas de qualquer tipo após a termoformagem



aditiv_lab



@aditivlab



(21) 99510-3151



contato@aditiv.com.br

